

“Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”

Относно : Констатации и препоръки за установени прекомерно завишени прогнозни количества на определени лабораторни реактиви.

I. Обособена позиция № 1

1. Номенклатура № 6

2. Номенклатура № 7

- Допусната е техническа грешка в техническата спецификация в мерната единица и на двете номенклатури записано „Л- литър“ да се чете (мл. - милилитър.)

II. Обособена позиция № 2

1. Номенклатура № 211 на CON WASH BUFF (концентриран измиващ буфер):

- При работата на интегрирана система "Alinity ci" или еквивалентни - модул имунология "Alinity i", изискване на производителя е след всеки един тест се измиват всички вътрешни компоненти на апарата, които са имали допир до пробата, която се е изследвала (кръв, серум, урина). За коректни резултати и безпроблемна работа на интегрирана система "Alinity ci" или еквивалентни - модул имунология "Alinity i", производителят е заложил апарата да бъде измиван с CON WASH BUFF (концентриран измиващ буфер) на всеки 8 часа, 24 часа и 168 часа.
- Отделно в самата система постоянно циркулира измиваща течност CON WASH BUFF (концентриран измиващ буфер), предпазваща от кондензация, кристализиране и контаминация. Всички тези процеси се извършват с CON WASH BUFF (концентриран измиващ буфер), ако този буфер липсва, апарата не може да функционира.
- Направените изчисления за необходимия годишен обем на CON WASH BUFF (концентриран измиващ буфер) са на база изискванията на производителя за поддръжката на апарата и очаквания пациентопоток (сравнен с 2018 г. и първо тримесечие на 2019 г.).

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/Десислава Пенчева/

ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД